

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451
www.cpapinfo.nl
cpapinfo@westfalen.com

Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met een verwarmde slang

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP apparaat wanneer u gebruik maakt van een verwarmde slang. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de ResMed AirSense 11. Andere merken zien er anders uit, maar in alle gevallen is de slang met een rubberen uiteinde aangesloten op het masker. Het aansluiten van de connector voor zuurstof zal daarom vergelijkbaar zijn.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in de CPAP kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

