












## Instructiekaart filters

<p>1. Filters bevinden zich aan de achterkant.</p>  <p>Perfect O2</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter achter groffilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan beide zijden.</p>  <p>Platinum S/9</p>	<p>2. Groffilters wekelijks stofzuigen aan beide zijden.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan beide zijden.</p>  <p>Kröber O2/4.0</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan de achterkant.</p>  <p>DeVilbiss</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 