

iFill cilinder 1,8 liter continue

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
0,5 (continue)	8 uur
0,75 (continue)	5 uur en 20 minuten
1,0 (continue)	4 uur
1,5 (continue)	2 uur en 40 minuten
2,0 (continue)	2 uur
2,5 (continue)	1 uur en 30 minuten
3,0 (continue)	1 uur en 20 minuten
4,0 (continue)	1 uur
5,0 (continue)	40 minuten
6,0 (continue)	40 minuten
10,0 (continue)	25 minuten

Overige specificaties

Gewicht 2,6 kilo
Hoogte 36,5 cm
Diameter 11,1 cm

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.