

## Zuurstofcilinder 2 liter

---

Westfalen Medical BV  
Rigastraat 14  
7418 EW Deventer  
Tel. +31 (0) 570 - 858 450  
Fax +31 (0) 570 - 858 451  
www.westfalenmedical.com  
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
0,25	24 uur
0,50	12 uur
0,75	8 uur
1,0	6 uur
1,5	4 uur en 30 minuten
2,0	3 uur
2,5	2 uur en 30 minuten
3,0	2 uur
4,0	1 uur en 30 minuten
5,0	1 uur en 15 minuten
6,0	1 uur
7	50 min
8	45 min
9	40 min
10	35 min
12	30 min
15	20 min
25	15 min

### Overige specificaties

Gewicht 4 kilo zonder reduceertoestel  
Hoogte 50,5 cm  
Diameter 10 cm

**Let op!** De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.