

## Eclipse 5

---

Westfalen Medical BV  
Rigastraat 14  
7418 EW Deventer  
Tel. 0570 - 858 450  
Fax 0570 - 858 451  
www.westfalenmedical.com  
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling continue:	Gebruikstijd in uren:
0,5	4,4
1	3,7
1,5	2,6
2	2,0
2,5	1,6
3	1,3

Flowinstelling demand:	Gebruikstijd in uren:
1	5,4
2	5,1
3	4,9
4	4,0
5	3,7
6	3,5

### Overige specificaties

Oplaatijd accu            5 uur  
Gewicht incl. accu        8,3 kilo  
Afmeting                    31,2x49x18 cm (lxbxh)  
Geluidsniveau            40 Db op stand 2

Let op! De weergegeven gebruikstijden zijn bij benadering, de werkelijke gebruikstijd kan hiervan afwijken.