

Zen-0 (24 Cell)

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 858 450
Fax 0570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
0,5 (continue)	6 uur
1,0 (continue)	3 uur en 30 minuten
1,5 (continue)	2 uur en 30 minuten
2,0 (continue)	1 uur en 30 minuten
1,0 (demand)	8 uur
2,0 (demand)	8 uur
3,0 (demand)	6 uur
4,0 (demand)	4 uur en 30 minuten
5,0 (demand)	4 uur
6,0 (demand)	3 uur en 30 minuten

Bij demand gebruik is het ook mogelijk om de flowinstelling met halve standen te verhogen.

Overige specificaties

Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	5,3 kilo
Afmeting BxLxH incl. trolley	21,2 x 16,8 x 31,3 cm
Geluidsniveau	38 Db op stand 2 (Pulse)

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.